



IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wzdrożeńowy
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl
info@immunolab.com.pl
tel/fax: + 48 58 781 44 91
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Certyfikat Jakości

Zestaw surowic dla SIT EnTy


do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

Nazwa:	Surowice diagnostyczne do identyfikacji <i>Salmonella</i> HM, <i>S. Enteritidis</i> : O9; O46; Hgm; Hm; Hq; Hs; Ht i <i>S. Typhimurium</i> : O4; Hi; H2; H5; H6
Numer serii:	PS001/009
Opis produktu:	Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni. Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.
Wyniki kontroli:	Surowice testowano z zestawem około 200 szczepów <i>Salmonella</i> reprezentujących antygeny grupowe O i H znane w schemacie Kauffmana-Whitea. Surowice są absorbowane i rozcieńczane w 0,85% NaCl. W postaci gotowej do użytku nie stwierdza się reakcji krzyżowych.
Warunki przechowywania:	Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła. Nie zamrażać !
Data ważności:	2020-09-26

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z dyrektywą WHO oraz spełnia wymagania zasadnicze jakości i bezpieczeństwa określone dla wytwarzania surowic poliwalentnych anty-Salmonella: "Guidelines for the preparation of Salmonella antisera" WHO Collaborating Center for Reference i Research on Salmonella, Institut Pasteur, Francja

Data wystawienia: 2018-09-28

Specjalista ds. Jakości


mgr Aneta Pułtorak